

Elektronenstrahl - Mikrosonde (EMS)

JEOL JXA 8200

Beschreibung:

Minerale in ultramafischen Gesteinen

Quantitative Analysis *Analysenprogramm* = SAMPLE (Meas. + Std. + Stg. Conditions)

jx1	20kV	DejanU
-----	------	---------------

USER

GROUP

SAMPLE

ACC. Voltage	20 kV	Probe Dia.	2 μ m	calc. Elements	O
Beam	30 nA	Aperturblende	1	fix. Elements	-

Standard Analysis *Standard* = SAMPLE (Meas. + Stg. Conditions)

WDS Channel

(Spektrometer)

1 2 3 4 5

WDS Kristalle

T	P	P	L	LH
----------	----------	----------	----------	-----------

WDS Elemente

Mg	Si	Ca	Mn	Co
Al	Ti	Cr	Fe	Ni
	V			

Nr	Element Linie	Val	Mem	Block	Standardname	.cond	Net.-Int. / DL cps / ppm
1	Al Ka	3	1	a	aAl ₂ O ₃	20	26500 / 35
2	Cr Ka	3	1	a	aCr ₂ O ₃	20	23140 / 50
3	Fe Ka	2	1	a	aFe ₂ O ₃	20	5802 / 144
4	Ni Ka	2	1	a	aNiO	20	30140 / 60
5	Mn Ka	2	1	a	aRhodonit	20	2050 / 100
6	Ti Ka	4	1	a	aTiO ₂	20	15100 / 90
7	V Ka	3	1	a	aV	20	24980 / 100
8	Ca Ka	2	1	a	aWOLLA	20	10460 / 45
9	Co Ka	2	1	b	bCOBALTIN	20	12300 / 35
10	Mg Ka	4	1	b	bOLIV	20	8956 / 144
11	Si Ka	4	1	b	bOLIV	20	1111 / 170
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Korrektur: Oxide ZAF

Overlaps: TiK>VK=0.0651

V>Cr=0,1676, FeKa>CoKa=0,00704,

CrKa>MnKa=0.000154

Kommentar

Kalibrierung mit 20kV , 20nA

Datum Bearbeiter

27.07.2017

Empfohlene Messzeiten PEAK: UNKsec (STDsec * n points)

Al 160 (10*4) – Cr 60(10*4) – Fe 20(20*4) – Mg 15(20*4) – Ni 50(10*4) – Mn 50(30*5) – Ti 50(15*5) – V 50(10*5)

Ca 50(15*4) – Si 30(40*5) – Co 40(25*5)